


soundscope **pro-tect**[™]

Brugsanvisning
soundscope pro-tect iHunt



Indhold

Dit personlige høreværn	4
Beskyt din hørelse	6
Identifikation	7
Batterier	8
Isætning og udtagning af høreværnet	10
Funktion tænd og sluk samt lydstyrken.....	12
Programindstillinger	14
Vedligeholdelse af høreværnet	15
Vedligeholdelse af høreværnet	
Rengøring af hørelsen	17
Undgå fugt	17
Opbevaring	18
Service og reparation	18
Garanti	18
Guide til fejlfinding	19
Tilbehør til overvågning	20
Teknisk oversigt	21
Generelle oplysninger EU	22
Producent	23



soundscope pro-TECT™

Brugsanvisning
soundscope pro-TECT iHunt

Dit personlige høreværn

Disse individuelt tilpassede, genanvendelige niveau-afhængige / aktive høreværn er personlige beskyttelsespropper i klasse 2 type.

Pro-tect iHunt er beregnet til brug på jagt og er designet til at give maksimal beskyttelse mod stærk impulsstøj som skud fra håndvåben, samt haglgeværer, håndpistoler og rifler.

Pro-tect iHunt er ikke beregnet til brug som beskyttelse mod vedvarende støj i et industrielt miljø.

For at sikre at du modtager fuld beskyttelse af dine høreværn, læs vejledningen og følg alle instruktioner, der står i den og lyt også til råd fra din forhandler.



1. Volumekontrol/Til- og frakobling
2. Batteriholderen
3. Program vælger
4. Lydkanal med Hear Clear voksfilter
5. Mikrofon

Beskyt din hørelse

Det er vigtigt, at du bruger høreværnet hele tiden når du bruger våben. Husk, Scopes pro-tect iHunt alene er klassificeret som et jagthøreværn og dermed ikke kan anvendes til andre typer af støjende miljøer. Korrekt brug vil reducere, men ikke fjerne risikoen for at beskadige din hørelse på grund af skydning og / eller enhver anden støj.

Regelmæssig kontrol af din hørelse, anbefales for at følge eventuelle ændringer i hørelsen.

Høretab kan opstå på grund af mange forskellige årsager såsom sygdom, medicin, aldring og / eller at udsætte sig for støj / høje lyde.

Identifikation

Hvert høreværn er identificeret ved produktnavn, serienummer og bruger initialer på ydersiden af skallen.



Man skelner mellem venstre og højre side, venstre side har blå skal og højre side har en rød skal.

Batterier


Dit høreværn anvender batteri størrelse 13 (orange). Det er vigtigt, at du bruger den korrekte størrelse og type af batteri til høreværnet. Batteri størrelse 13 kan identificeres med enten nummer 13 og / eller en orange farve kode på batteripakken.

På grund af sin størrelse, er det godt at skifte batteri på et bord for at reducere risikoen for at miste høreværn eller batteri.

Bemærk: høreværnet har en indikator tone, der lyder når det er tid til at udskifte batteriet.

Indsætte og fjerne batterier

1. Åbn batteriskuffen med greb på kanten af batteriskuffen og træk forsigtigt udad.
2. Brugte batterier fjernes ved at skubbe batteriet ud. **DU MÅ IKKE** fjerne batteriet mod den lukkede side.
3. Fjern den lille tapekant på det nye batteri for at aktivere batteriet.
4. Anbring det nye batteri i batteriskuffen med plus-mærket (+) på batteriet opad.
5. Luk batteriskuffen grundigt. Døren lukkes med et lille klik. Brug ikke flere kræfter end nødvendigt, fordi det kan forårsage skader.



Det er det vigtigt at tænke på!

- MÅ IKKE åbne batteriskuffen længere op, end nødvendigt for at fjerne batteriet. Se figur.
- Hvis batteriet føles træg og / eller sidder fast, må du ikke tvinge den åben, da dette kan forårsage skade.
- Hvis høreværnet ikke bruges i længere tid, skal batterierne fjernes fra høreværnet.
- Hvis batteriskuffen er svær at lukke, kan batteriet være vendt forkert.
- Anvend ikke batteriskuffen til at trække høreværnet ud af øreme, da skader kan forekomme.

Placer altid batterier i genanvendelige beholdere, der er bestemt til genanvendelse af gamle batterier. Saml også dine brugte batterier i en særlig boks, så du ikke forveksler dem med nye.

Da batterier kan variere i størrelse og design er det en god idé at rådføre sig med din forhandler af batteriet med hensyn til batteriets levetid, batteri type og batteri størrelse.



Placer altid brugte batterier i de genanvendelige beholdere, der er beregnet for genbrug af gamle batterier.

Vigtig info om batterier


- For at forhindre børn eller kæledyr i at tage batterier munden og sluge dem, er det bedst at holde dine batterier på sikker afstand fra kæledyr og børn.
- Tjek din medicin, før du tager noget - batterier kan utilsigtet været blandet op i medicinen.
- Put aldrig batterier i munden, da du uforvarende kan komme til at indtage det.

Isætning og udtagning af høreværn

Før høreværnet sættes ind i øret, skal du sørge for, at batteriet er korrekt placeret i batteriskuffen og dækslet er lukket korrekt.

Brug ALDRIG batteriholderen til at indsætte hørevern i øret. Skader kan opstå, fordi låget ikke er konstrueret til at modstå denne type kræfter, der følger af denne handling

Sørg for at have rene hænder, og at høreværnet er rent, før du sætter det i



Hold høreværnet med tommel-og pegefingern. Volumenkontrol skal være rettet nedad fra øregangen. Batteriskuffen skal pege væk fra øregangen.

Nu indsættes høreværnet forsigtigt i øregangen. Drej forsigtigt høreværnet til det passer behageligt inde i ydre øres afrunding. Træk øreflippen ned og tryk på høreværnet for at sikre, at høreværnet er på plads.

Det er vigtigt, at dit hørevern er korrekt placeret for at beskytte maksimalt mod støj og høje lyde.


Når du skal fjerne høreværnet, tag det med tommel-og pegefinger. Brug ALDRIG batteriskuffen til at tage høreværnet ud af øret.

Der kan forekomme skader, da batteriskuffen ikke er designet til dette. Drej forsigtigt, mens du trækker det ud af øregangen.

Vær forsigtig! Øregangen kan blive øm eller irriteret.

For at tænde, slukke og lyd niveauer

Fra / til linket er indbygget i volumekontrollen. Høreværnet er kombineret med en volumekontrol der er vendt opad / frem mod dit ansigt. For at øge lydstyrken, skal du bare fortsætte med at dreje op / fremad. Se figur 1 nedenfor.



Det kan være hensigtsmæssigt at skrue ned for lydstyrken på høreværnet inden det placeres i øret, så lydstyrken ikke bliver unødigt høj. Når høreværnet er på plads, justeres lydstyrken til det ønskede niveau.

Når begge høreværn bruges, er det vigtigt, at høreværnene giver sammen ens gode lydniveau i overensstemmelse med dine ører.

Hvis du hører det samme på begge ører bliver lyden mere komplet og mere behageligt at lytte til. For at opnå optimal hørrelse og lokalisering af lyd, justeres volumenkontrollen på begge høreværn, indtil du føler du har stereo høresæt på. Over Boost ikke, tilpas til et komfortabelt niveau, for maksimal ydelse.

For at få en lavere lydstyrke roteres volumen kontrollen ned / bagud, mod hovedet. Se figur 2 på forrige side. Når lydstyrken er drejet i bund, og du hører et klik, er høreværnet off.

Hvis høreværnet hylér i de væbnede tilstand, når volumenkontrollen justeret, kaldes det tilbagemeldinger.

Feedback: Forbedret lyd at sive ud af øret og reflekteres tilbage gennem mikrofonen. Dette kan ske når du indsætter og fjerner høreværn og tilpasningen lydstyrkeknappen. Når hånden er flyttet fra beskyttere normalt rydder op i gråd.

Hvis problemerne fortsætter på trods af feedback, der høreværn sidder lige i øret eller lydniveauet er indstillet på et komfortabelt niveau, kontakte din forhandler.

For optimal ydelse ved brug af radioen og / eller andet udstyr tilsluttet via passende en aktiv eller en passiv halsslynge og høreværn telespole-program.

For dette arbejde, gøre din radio eller andet udstyr tilsluttet til en halsslynge. Venligst Kontakt din forhandler for mere information.

ADVARSEL: Vær forsigtig, når du bruger halsslynge og / eller lignende udstyr, da disse kan blive fanget i fremspringende genstande.

Advarsel: Vær forsigtig, når du bruger halsslynge og / eller lignende udstyr, når Disse kan blive fanget i fremspringende genstande. Bemærk: I forbindelse med brug af telespoleprogrammet kan være en summende lyd i høreværn. Dette kommer fra det magnetiske felt som "samlet op" af telefon pol. Dette kan optræde i nærheden af fluorescerende lys, transformatorer, højspændingsledninger og / eller andet elektrisk udstyr.

programindstillinger

Høreværn har fire programmer, som du kan vælge imellem for at give en perfekt mulighed for at tilpasse sig situationen du befinder dig i.

Tryk på knappen én gang for at få adgang til programmer og to to gange for at få adgang til de tre programmer. Når du at ændre programmet lyder signaler, to signaler til programmer, to, tre signaler til programmet tre og fire signaler til de fire programmer. Tryk derefter på igen for at vende tilbage til programmet og en et signal høres.

Når du tænder for din høreelse efter at de har været slukket, de starter altid i et program.

program	indikatorer	type programmer	type indgang
01	01 tone	Normal	Mikrofon
02	02 toner	Normal med basreducing	Mikrofon
03	03 toner	Normal med Lytter	Mikrofon och telespole
04	04 toner	Kun	Telespole

Kontakt din forhandler for mere information på disse funktioner.

Vedligeholdelse af høreværnet

Høreværnet er designet til at arbejde i mange miljøer, men varme, fugt og fremmede partikler kan forringe høreværnets funktion.

For at øge levetiden af høreværnet og sikre, at de fungerer korrekt, er det vigtigt at udføre regelmæssig vedligeholdelse. Check høreværnet ved begyndelsen af hver sæson for eventuelle skader og sæt høreværnet korrekt i øret, for at sikre høreværnets funktion.




Hvis der er synlige revner, eller hvis de er for stramme eller for løse i det ydre øre, eller hvis der er forvrængning, kontakt din forhandler

Vedligeholdelse af dine høreværn

Udskiftning af voksfilter

For at få den bedste ydelse skal du sørge for at skifte voksfanget (Hear Clear2), når behovet opstår, eller som din forhandler anbefaler.

For at skifte filter, se vejledningen nedenfor.



Tag en ny pind fra Hear Clear emballagen. I den ene ende er et nyt hvidt Hear Clear filter.

Tryk forsigtigt den tomme ende af pinden i Hear Clear filtret, som sidder i lydudgangen, og drej derefter pinden med uret.

Derefter trækkes pinden lige op.

Drej pinden 180 grader og tryk. Derefter indsættes det nye filter forsigtigt, hvor det gamle filter sad, som vist. Træk forsigtigt pinden op og filtret bliver siddende tilbage.

Rengøring af høreværnet

Børste kan hjælpe dig med at holde dit høreværn rent. Brug børsten efter hvert brug til at fjerne voks og / eller andre partikler, der har samlet sig i lydkanal eller batterirummet.

Børst forsigtigt og tør høreværnet med en tør, blød klud. Kontroller det hvide voksfang, der sidder i lydkanalen og udskift det om nødvendigt. Se separat datablad for yderligere oplysninger om voksfanget.

Brug aldrig opløsningsmidler, rengøringsmidler eller olie til rengøring af høreværnet.

En god idé er at rengøre høreværnet og udskifte batteriet på en blød overflade. Dette forhindrer høreværnet fra skader, og at det falder mod en hård overflade.

Undgå fugt

Høreværnet må ikke udsættes for ekstrem varme, fugt eller vand.

Fjern høreværnet før du går i brusebad, bad og når du bruger hårtørre og hårspray.

Check dine lommer inden du vasker dit tøj i vaskemaskinen.

Hvis høreværnet bliver vådt må du ikke tørre dem i en ovn, mikrobølgeovn eller med en hårtørre. Varmen kan ødelægge høreværnet.

I stedet, tag batteriet ud og sæt høreværnet på en tør klud og lad batteriskuffen være åben for selv-tørring.

Opbevaring

Sluk altid høreværnet, når det ikke er i brug. Hvis høreværnet ikke bruges i længere tid, skal du fjerne batterierne, og lægge høreværnet tørt og ved normal stuetemperatur i etuiet eller lignende, og undgå sollys og varme.

Service og reparation

Forsøg ikke at reparere dit høreværn selv, da det kan forårsage skader på høreværnet og påvirke garanti og forsikring. Hvis høreværnet ikke fungerer, på trods af gennemgang af kontrolpunkterne på næste side, skal du kontakte forhandleren, hvor høreværnet er købt.

Garanti

Soundscope pro-TECT iHunt er omfattet af en to års garanti mod fabrikationsfejl. Garantien dækker ikke defekter forårsaget af uagtsomhed, såsom apparatet er blevet udsat for vand eller ydre påvirkninger, voks eller andre af audio kanal / hovedtelefon / mikrofon. Garantien gælder ikke, hvis fejl opstår på grund af instruktioner og pleje instruktioner ikke følges.

Guide til fejlfinding

symptomer	for eventuelle	forslag
Stille	Brugte batteri	Udskift batteri
	Blokerede lydkanalen	Rengør for voks og/eller hud olie og kontroller voksfang.
	Svigt i høreværn	Kontakt din forhandler
Lyden er svag	Brugte batteri	Udskift batteri
	Blokeret lydkanal	Fjern voks og / eller hud olie og udskift voksfang
	Forandret høreelse	Kontakt din øre læge eller din forhandler for kontrol af evt. ørevoks.
Dårlig præstation	Brugte batteri	Udskift batteri
Lyden er uklar og forvrænget	Brugte batteri	Udskift batteri
	Defekt høreværn	Kontakt din Forhandler

Tilbehør til overvågning

Høreværnet kan bruges med forskellige typer af tilbehør, for eksempel, lytte til jagt-radio, radio, MP3- afspiller, mobiltelefon mv.

Ved brug af programmet tre eller fire i høreværnet, kan du få disse funktioner via en halsslynge eller såkaldte loop kroge fastgjort til / bag ørerne. Den faktiske loop løsning kan være passiv eller aktiv, forskellen er om det har sin egen strømforsyning eller drives af det tilsluttede udstyr. Nogle løsninger gør det muligt at tilslutte Bluetooth-løsninger via en halsslynge. Kontakt din forhandler for mere information om de forskellige typer af løsninger..



Sørg altid for at genbruge de elektriske produkter og læg dem i genindvindingskurven.

Oversigt over teknologi

Høreværnet	
Max. forstærkning (pro-TECT iHunt)	Op til 30 dB
Forventet batterilevetid (Kontinuerlig brug)	360 timer
Loop	
Stik	3,5 mm stereo
Impedans	8-16 ohm

Frekvens (Hz) 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000

Mf 24,6 23,2 23,1 24,5 33,4 38,8 40,3 42,0 36,1

Sf 4,1 3,8 3,6 3,5 3,6 4,0 3,6 4,1 5,6

APV (84%) 20,5 19,4 19,5 21,0 29,8 34,8 36,7 37,9 30,5

Middel Dæmpning (Mf), standardafvigelse (SF) og den forventede dæmpning-værdi (APV).

Dæmpnings-værdi H_{84} M_{84} L_{84} SNR_{84}

dB 28 22 21 26

Kriterie-værdi H M L

dB(A) 105 86 107

Kriterieværdier hvor niveauet inde i høreværnet overstige 85 dB (A) for højfrekvent (H), mellemfrekvens (M) og lavfrekvens (L). SNR = Single Number Rating er et vægtet forventet gennemsnit for høreværnets dæmpning.

Generelle oplysninger eu

Høreværnet er udstyret med niveau-afhængig amplifikation. Brugeren skal kontrollere, at den korrekte version er anvendt før brug. Kontakt producenten for reparation, hvis lyden er forkert, urigtige oplysninger, eller hvis der er andre fejl i høreværnet.

BEMÆRK: Ear-aktive funktion kan aftage med reduceret batterikapacitet. Anslået batterilevetid ved vedvarende brug af høreværn er anslået til ca 360 timer. Husk, at zink-luft batterier forbruges på ca. 14-40 dage efter aktivering, selvom du ikke bruger høreværnet.

ADVARSEL: Udgangsniveauet fra det niveau-afhængige Kredsløb i Høreværnet, kan overstige den daglige grænse for anbefalede støjniveau.

Test data EN ISO 4869-4

Starkey anbefaler, at brugerne sikre, at høreværnet er indsat, indstillet, vedligeholdt og kontrolleret for skader i overensstemmelse med vores anvisninger. Vi anbefaler, at høreværnene er på hele tiden, når de er i miljøer, hvor skud fra håndvåben kan forekomme.

Advarsel: Hvis anbefalingerne ikke følges, er der risiko for, at høreværnet ikke giver sin maksimale beskyttende virkning.

Producenter

Starkey Laboratories, Inc.
6700 Washington Avenue South
Eden Prairie, Minnesota 55344, U.S.A

Starkey Laboratories Ltd
William F. Austin House, Bramhall Technology Park
Pepper Road, Hazel Grove, Stockport, SK7 5BX, U.K

Distributør:
Starkey Sweden AB
Box 17253, Brännkyrkagatan 80
104 62 STOCKHOLM
SWEDEN

Anmeldt af bemyndiget organ:
Produkt Anmeldte Krop og Test House
BSI Product Services
Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Herts, HP2 4SQ, U.K
Bemyndigede organ nummer 0086

BEMÆRK: Høreværnet Pro-tect iHunt er ikke blevet testet for, og er ikke til beskyttelse mod støj i forbindelse med eksplosioner eller konstant støjende industrielle miljøer.

EN 352-2:2002
EN 352-7:2002

Audiovox ApS

Ndr. Frihavnsgade 49

2100 København Ø

Tlf: 39 40 10 50

Fax: 39 40 10 79

E-post: info@audiovox.dk

www.audiovox.dk

